

# Technisches Datenblatt

## Produktgruppe 08 Kanülenhaltebänder



### Klettband

Hakenband	ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II 100% Polyamid PA
Flauschband	ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II 100% Polyamid PA

### Weichschaum

Schaumstoff RG26 beidseitig kaschiert mit Jersey und Velours. Hergestellt nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II.

### Gummiband

Hergestellt nach ÖKOTEX Standard 100 Klasse 2

### Reinigungsanweisungen

- Waschen bis 40°C
- geringfügiges Einlaufen möglich