

Technisches Datenblatt

Produktgruppe 04 Katheterhalter



Haken- & Flauschband

| | |
|---------------------------|---|
| Hakenband | ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II 100% Polyamid PA |
| Flauschband | ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II 100% Polyamid PA |
| Beständigkeit Chemikalien | beständig gegen - verdünnte Säuren und alkalische Chemikalien - Trichloräthylen - Lösungsmittel bei chem. Reinigung |
| Reinigungsanweisungen | - Waschen bis 60°C - Chemisch Reinigen - Trocken-Schleudern - Sterilisieren im Autoklav |

Autoklav bei 100°C bis 134°C greift die Haken an, dadurch wird die Haftung nach mehreren Vorgängen beeinträchtigt. In jedem Fall Haken- und Flauschband geschlossen halten.

| | |
|-----------------|---|
| Scherfestigkeit | nach einmaligem Öffnen und Schließen 10,0 N/cm ² (Durchschnittswert) nach 10.000 Öffnungen und Schließungen ca. 3,0 N/cm ² (Minimalwert) |
| Schälfestigkeit | nach einmaligem Öffnen und Schließen 2,3 N/cm Breite (Durchschnittswert) nach 10.000 Öffnungen und Schließungen ca. 0,65 N/cm Breite (Minimalwert) |
| Bruchfestigkeit | min. 200 N/cm Breite (Haft oder Flausch) |

Elastisches Flauschband 76% Polyester, 24% Gummianteil mit Latex

Lammfellpolsterung

Bestehend aus 50% PAN & 50% PAS. Hergestellt nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II. Waschbar bis 60°C. Geringfügiges Einlaufen, ähnlich Baumwolle, möglich.