

Technisches Datenblatt

Produktgruppe 03 Universal-Schlauchhalter



Haken- & Flauschband

Hakenband	ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II 100% Polyamid PA
Flauschband	ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II 100% Polyamid PA
Beständigkeit Chemikalien	beständig gegen - verdünnte Säuren und alkalische Chemikalien - Trichloräthylen - Lösungsmittel bei chem. Reinigung
Reinigungsanweisungen	- Waschen bis 60°C - Chemisch Reinigen - Trocken-Schleudern - Sterilisieren im Autoklav

Autoklav bei 100°C bis 134°C greift die Haken an, dadurch wird die Haftung nach mehreren Vorgängen beeinträchtigt. In jedem Fall Haken- und Flauschband geschlossen halten.

CLIP mit Feder/Haken

Bestehend aus poliertem Edelstahl, rostfrei

Nieten

Bestehend aus vernickeltem Messing, rostfrei

Evtl. Bedruckung

Beständig bis 60°C

Hersteller

GERWING Medizinprodukte
Gerd Riester e.K.
Hochmeisterstr. 55
D-72417 Jungingen