

Fiche technique

Groupe de produits 08 Rubans de maintien des canules



Crochet bande et bande de boucle

Crochet bande	ÖKO-TEX Standard 100 Classe II 100% polyamide PA
Bande de boucle	ÖKO-TEX Standard 100 Classe II 100% polyamide PA

Capitonnage en mousse souple

Mousse RG26 doublée des deux côtés avec jersey et velours. Fabriqué selon la norme ÖKO-TEX Standard 100 Classe II. Lavable jusqu'à 40°C. Léger rétrécissement, semblable au coton, possible.

Élastique

Fabriqué selon la norme ÖKO-TEX Standard 100 Classe II