

Fiche technique

Groupe de produits 03 Support universel pour flexible



Crochet bande et bande de boucle

Crochet bande	ÖKO-TEX Standard 100 Classe II 100% polyamide PA
Bande de boucle	ÖKO-TEX Standard 100 Classe II 100% polyamide PA
Résistance chimique	résistant à - acides dilués et produits chimique alcalins - Trichloroéthylène - Solvant à chim. nettoyage
Instructions de nettoyage	- Lavage jusqu'à 60°C - Nettoyer chimiquement - Essorer - Stériliser en autoclave

L'autoclavage à 100°C à 134°C attaquera les crochets, ce qui affectera l'adhérence après plusieurs processus. Dans tous les cas, gardez la bande auto-agrippante fermée.

Clip avec ressort / CROCHET

Composé d'acier inoxydable

Rivets

Composé de laiton nickelé, antirouille

Fabricant

GERWING Medizinprodukte
Gerd Riester e.K.
Hochmeisterstr. 55
D-72417 Jungingen